


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Preb Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Hcu5

Número de artículo: CM0006317



Introducción

El anticuerpo monoclonal de conejo contra PREB detecta la proteína PREB/SEC12 humana, de ratón y de rata. Validado para Western blot, IF/ICC y ELISA, este anticuerpo se dirige a una GEF de 45 kDa fundamental para el transporte entre el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi y la regulación transcripcional. Solicítelo en CamelBio para obtener un abastecimiento confiable para IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PREB Rabbit mAb
Notas / Alias	SEC12; PREB
Especie	Humano
GenelD (Humano)	10113
GenelD	10113
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 89-201 de la PREB humana (NP_037520.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9HCU5
Peso de la proteína	45kDa
Envío	Bolsa de hielo