


Anticuerpo Policlonal Anti-Prelid1 Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y255

Número de artículo: CM0020432



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PRELID1 (25 kDa) humano para IHC-P, IF/ICC y ELISA. Participa en la acumulación de cardiolipina mitocondrial y en la regulación de la apoptosis. Validado en muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PRELID1 Rabbit pAb
Notas / Alias	PX19; PRELI; SBBI12; CGI-106
Especie	Humano
GeneID (Humano)	27166
GeneID	27166
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 174-219 de PRELID1 humano (NP_037369.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9Y255
Peso molecular de la proteína	25kDa
Envío	Bolsa de hielo