

Anticuerpo Policlonal Anti-Prelp Para Wb Y Elisa - P51888

Número de artículo: CM0022802

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-PRELP de alta calidad, validado para WB y ELISA. Reacciona con PRELP humano, de ratón y de rata. Adecuado para estudios de la matriz extracelular y la membrana basal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PRELP pAb de conejo
Observaciones/alias	MST161; SLRR2A; MSTP161; PRELP
Especie	Humano
ID del gen (humano)	5549
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 200-360 de PRELP humano (NP_002716.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	P51888
Peso de la proteína	44 kDa
Envío	Bolsa de hielo