


Anticuerpo Policlonal Anti-Prex1 Para Wb, Elisa - Q8Tcu6

Número de artículo: CM0019188



Introducción

PREX1 Rabbit pAb detecta PREX1 humano, un GEF de RAC activado por PIP3 y subunidades beta-gamma de proteínas G. Adecuado para WB y ELISA; ideal para investigación en transducción de señales e inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PREX1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	P-REX1; PREX1
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	57580
Inmunógeno	Proteína recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1000-1300 de PREX1 humano (NP_065871.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8TCU6
Peso Proteico	186kDa
Envío	Bolsa de hielo