

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Prg2 Para Wb, If-P, Elisa - P13727

Número de artículo: CM0021129



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra PRG2 humano (proMBP), validado para WB, IF-P y ELISA. Se dirige a una citotoxina y helmintotoxina involucrada en la defensa antiparasitaria y la hipersensibilidad inmunológica. Adecuado para investigación en inmunología y enfermedades infecciosas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PRG2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	PRG2; BMPG; MBP; MBP1; proMBP; proteoglicano de médula ósea
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5553
GeneID	5553
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 17-222 de PRG2 humano (NP_002719.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P13727
Peso Proteico	23kDa/25kDa
Envío	Bolsa de hielo