

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Prg4 Para Wb Y Elisa - Q92954

Número de artículo: CM0013563

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PRG4 humano (lubricina/MSF). Adecuado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con rata. Peso molecular predicho 151 kDa; útil para estudiar la lubricación articular y la biología sinovial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PRG4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MSF; SZP; CACP; HAPO; JCAP; PRG4
Especie	Humano
ID del Gen	10216 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1264-1363 de PRG4 humano (NP_001121180.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q92954
Peso Proteico	151kDa
Envío	Bolsa de hielo