


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Prim2 Para Wb Y Elisa - P49643

Número de artículo: CM0015133



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a PRIM2 humana (subunidad grande de la ADN primasa). Validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Ideal para estudios de replicación del ADN y ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PRIM2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	p58; PRIM2A; PRIM2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	5558
ID del gen	5558
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-170 de PRIM2 humana (NP_000938.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P49643
Peso de la proteína	59 kDa
Envío	Bolsa de hielo