


Anticuerpo Monoclonal Anti-Proteína Priónica Para Wb, Elisa - P04156

Número de artículo: CM0008615



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la proteína priónica humana (P04156). Validado para Western blot (WB) y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de enfermedades priónicas y neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra la proteína priónica
Observaciones/Alias	CJD; GSS; PrP; ASCR; KURU; PRIP; PrPc; CD230; AltPrP; p27-30; PrP27-30; PrP33-35C; proteína priónica
Especie	Humana
ID del gen (humano)	5621
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 154-253 de la proteína priónica humana (P04156).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	P04156
Peso de la proteína	28 kDa
Envío	Bolsa de hielo