


Anticuerpo Policlonal Anti-Proteína Priónica Para Wb, Elisa - P04156

Número de artículo: CM0024107



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la proteína priónica humana (PRNP). Validado para Western blot y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón. Útil para la investigación de enfermedades priónicas, desarrollo neuronal y homeostasis del hierro.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Proteína Priónica pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CJD; GSS; PrP; ASCR; KURU; PRIP; PrPc; CD230; AltPrP; p27-30; PrP27-30; PrP33-35C; Proteína Priónica
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5621
GeneID	5621
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-230 de la proteína priónica humana (NP_001073592.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P04156
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo