


Anticuerpo Monoclonal Anti-Prk2/Pkn2 Para Wb Y Elisa - Q16513

Número de artículo: CM0002768



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra PRK2/PKN2 humano (PKN gamma), adecuado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación del ciclo celular, la dinámica del citoesqueleto y la migración celular.

[Aprende más](#)

Especificación	Detalles
Nombre del producto	PRK2/PKN2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	PAK2; PRK2; STK7; Pak-2; PRKCL2; PRO2042; PRK2/PKN2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5586
GeneID	5586
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16513
Peso proteico	112kDa
Envío	Bolsa de hielo