


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Prk2/Pkn2 Para Wb Y Elisa - Q16513

Número de artículo: CM0022209



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a PRK2/PKN2 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón, rata. Adecuado para investigar la señalización Rho/Rac, la progresión del ciclo celular y la dinámica del citoesqueleto de actina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PRK2/PKN2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PAK2; PRK2; STK7; Pak-2; PRKCL2; PRO2042; PRK2/PKN2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5586
GeneID	5586
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q16513
Peso Proteico	112kDa
Envío	Bolsa de hielo