

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Prkab2 Para Wb, If/Icc, Elisa - O43741

Número de artículo: CM0025051



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra PRKAB2 humano (subunidad beta-2 de AMPK). Validado para aplicaciones de WB, IF/ICC y ELISA con reactividad cruzada a humano, ratón y rata. Ideal para la investigación metabólica y energética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PRKAB2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PRKAB2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5565
GeneID	5565
Inmunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-272 del PRKAB2 humano (NP_005390.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43741
Peso Proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo