

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Prkacg Para Wb Y Elisa - P22612

Número de artículo: CM0024888

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a PRKACG humana para Western blotting y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de la señalización de quinasa dependiente de AMPc y los testículos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-PRKACG
Observaciones/Alias	KAPG; PKACg; BDPLT19; PRKACG
Especie	Humana
ID de gen (Humano)	5568
ID de gen	5568
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-351 de PRKACG humana (NP_002723.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P22612
Peso de la proteína	40 kDa
Envío	Bolsa de hielo