


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Prkag1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P54619

Número de artículo: CM0028303



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PRKAG1 humano (subunidad gamma-1 de AMPK). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA con reactividad en humano, ratón, rata. Apto para investigación en metabolismo energético y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PRKAG1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	AMPKG; PRKAG1
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	5571
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-331 de PRKAG1 humano (NP_002724.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P54619
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo