

Anticuerpo Policlonal Anti-Prkag3 De Conejo Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ugi9

Número de artículo: CM0017987

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la PRKAG3 humana (subunidad gamma-3 de AMPK) para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar el metabolismo energético celular y la regulación energética muscular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PRKAG3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	AMPKG3; SMGMQTL; PRKAG3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	53632
GeneID	53632
Immunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-70 de la PRKAG3 humana (NP_059127.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UGI9
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo