

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Prkar2B Para Wb, Ihc-P, Elisa - P31323

Número de artículo: CM0002559

### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra PRKAR2B, la subunidad reguladora de la proteína quinasa dependiente de cAMP tipo II-beta. Validado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada en humano, ratón y rata. Ideal para estudios de señalización de cAMP.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | PRKAR2B Ac. Monoclonal de Conejo (mAb)                                                                                                           |
| Observaciones/Alias | PRKAR2; RII-BETA; PRKAR2B                                                                                                                        |
| Especie             | Humano                                                                                                                                           |
| GeneID (Humano)     | 5577                                                                                                                                             |
| GeneID              | 5577                                                                                                                                             |
| Inmunógeno          | Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 319-418 de la proteína humana PRKAR2B (P31323). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                           |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                                         |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                 |
| Reactividad Cruzada | Ratón, Rata                                                                                                                                      |
| SWISS               | P31323                                                                                                                                           |
| Peso Proteico       | 46kDa                                                                                                                                            |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                   |