

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Prkcdbp (Cavin-3) Para Wb, Elisa - Q969G5

Número de artículo: CM0020684

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra PRKCDBP humano (Cavin-3/SRBC), validado para Western blot y ELISA. Presenta reactividad cruzada con rata. Adecuado para la investigación de la dinámica de las caveolas y los ritmos circadianos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PRKCDBP Rabbit pAb
Observaciones/Sinónimos	SRBC; HSRBC; PRKCDBP; cavin-3
Especie	Humano
GeneID (humano)	112464
Inmunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 75-160 de PRKCDBP humano (NP_659477.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Rata
SWISS	Q969G5
Peso de la proteína	28 kDa
Envío	Bolsa de hielo