

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Prkcq (Npkc-Theta) Para Wb, Elisa - Q04759

Número de artículo: CM0030323



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PRKCQ humano (nPKC-theta) para Western blot (WB) y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación de señalización del receptor de células T y respuesta inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PRKCQ Conejo pAb
Observaciones/Alias	PRKCT; nPKC-theta; PRKCQ
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5588
GeneID	5588
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-230 de PRKCQ humano (NP_006248.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q04759
Peso Proteico	82kDa
Envío	Bolsa de hielo