

Anticuerpo Monoclonal Anti-Prkcsh Para Wb, Elisa - P14314

Número de artículo: CM0003818



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-PRKCSH validado para WB y ELISA, que reacciona específicamente con PRKCSH humano (59kDa), una subunidad reguladora de la glucosidasa II en el retículo endoplasmático. Ideal para la investigación sobre control de calidad de glicoproteínas y funciones del RE.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PRKCSH Rabbit mAb
Observaciones/Alias	GIIB; PCLD; PLD1; G19P1; PCLD1; PKCSH; AGE-R2; VASAP-60; PRKCSH
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5589
GeneID	5589
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 429-528 del PRKCSH humano (P14314).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P14314
Peso Proteico	59kDa
Envío	Bolsa de hielo