

Anticuerpo Policlonal Anti-PrkcsH Para Wb Y Elisa - P14314

Número de artículo: CM0029663



Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo reacciona con PRKCSH (subunidad beta de la glucosidasa 2) humano, de ratón y de rata, y está validado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Adecuado para investigación sobre procesamiento de glicoproteínas y enfermedad poliquística renal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PRKCSH Conejo pAb
Observaciones/Alias	GIIB; PCLD; PLD1; G19P1; PCLD1; PKCSH; AGE-R2; VASAP-60; PRKCSH
Especie	Humano
GeneID	5589
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 130-275 de PRKCSH humano (P14314)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P14314
Peso Proteico	59kDa
Envío	Bolsa de hielo