


Anticuerpo Policlonal Anti-Prkg1 Para Wb Y Elisa - Q13976

Número de artículo: CM0028855



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PRKG1 humano (proteína quinasa 1 dependiente de cGMP), adecuado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Esencial para la investigación de la señalización NO/cGMP en músculo liso, plaquetas y estudios del SNC.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PRKG1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	PKG; cGK; AAT8; PKG1; cGK1; cGKI; cGK 1; PRKG1B; PRKGR1B; cGKI-BETA; cGKI-alfa; PRKG1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5592
ID del Gen	5592
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de PRKG1 humano (NP_006249.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q13976
Peso Proteico	76kDa
Envío	Bolsa de hielo