

Anticuerpo Policlono Anti-Prkg2 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q13237

Número de artículo: CM0020802



Introducción

Anticuerpo policlono de conejo contra PRKG2 (cGKII) humano validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Es adecuado para estudios de secreción intestinal, crecimiento óseo y plasticidad sináptica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo contra PRKG2
Notas/Alias	AMD4; PKG2; SMDP; cGK2; cGKII; PRKGR2; PRKG2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5593
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-160 de PRKG2 humano (NP_006250.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q13237
Peso Molecular	87kDa
Envío	Bolsa de hielo