


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Prkra/Pact Para Wb, Elisa - 075569

Número de artículo: CM0028770



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige al PRKRA/PACT humano, validado para Western blot (WB) y ELISA. Detecta una banda de ~34kDa y presenta reactividad cruzada con ratón. Adecuado para el estudio de la activación de PKR, la interferencia de ARN y las vías de apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo PRKRA/PACT
Observaciones/Alias	RAX; PACT; DYT16; HSD14; PRKRA/PACT
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8575
GeneID	8575
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-313 del PRKRA/PACT humano (NP_003681.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	075569
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo