


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Prkrip1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H875

Número de artículo: CM0021636



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo contra PRKRIP1 detecta PRKRIP1 de humano, ratón y rata, validado para WB, IF/ICC y ELISA. PRKRIP1 es un componente splicosomal crucial requerido para el splicing de pre-ARNm, por lo que este anticuerpo es ideal para la investigación de procesamiento de ARNA y spliceosoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PRKRIP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	C114; KRBOX3; PRKRIP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	79706
GeneID	79706
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 67-134 de PRKRIP1 humano (NP_078929.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H875
Peso Molecular	21kDa
Envío	Bolsa de hielo