

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Prl Para Wb, Ihc-P, Elisa - P01236

Número de artículo: CM0021436



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la prolactina humana (PRL, ~26 kDa). Validado para WB, IHC-P y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación sobre lactancia y glándula mamaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PRL Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GHA1; PRL
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	5617
ID de gen	5617
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-227 de la PRL humana (NP_001157030.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01236
Peso molecular de la proteína	26 kDa
Envío	Bolsa de hielo