

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Prl/Prolactina Para Ihc-P, Elisa - P01236

Número de artículo: CM0009900



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante dirigido a la Prolactina humana para aplicaciones IHC-P y ELISA. Adecuado para la investigación de la lactancia y hormonas en muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PRL/Prolactina mAb de Conejo
Observaciones/Alias	GHA1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5617
GeneID	5617
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P01236
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo