

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Prmt1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99873

Número de artículo: CM0005347



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-PRMT1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconoce PRMT1 humano, de ratón y de rata (42kDa). Útil para estudiar la metilación de arginina, la regulación epigenética y la biología del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PRMT1 Ac. Monoclonal de Conejo (mAb)
Observaciones/Alias	ANM1; HCP1; IR1B4; HRMT1L2; PRMT1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	3276
ID del Gen	3276
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la PRMT1 humana (Q99873).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99873
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo