


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Prmt2 Para Wb, Elisa - P55345

Número de artículo: CM0023644



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a la PRMT2 humana, adecuado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Ideal para investigaciones en epigenética y transducción de señales que involucran la metilación mediada por PRMT2.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PRMT2 Rabbit pAb
Notas / Alias	HRMT1L1; PRMT2
Especie	Humano
ID del gen	3275
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 290-433 de la PRMT2 humana (NP_001526.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P55345
Peso molecular de la proteína	49kDa
Envío	Bolsa de hielo