


Anticuerpo Monoclonal Anti-Prmt5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O14744

Número de artículo: CM0003919



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra PRMT5 humano, adecuado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta PRMT5 humano, de ratón y de rata (predicho 73kDa). Ideal para estudios de epigenética y regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PRMT5 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	HSL7; JBP1; SKB1; IBP72; SKB1Hs; HRMT1L5; PRMT5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10419
GeneID	10419
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de PRMT5 humano (O14744)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14744
Peso proteico	73kDa
Envío	Bolsa de hielo