


Anticuerpo Policlonal Anti-Prmt5 Para Wb, If/Icc, Elisa - O14744

Número de artículo: CM0023441



Introducción

pAb de conejo contra PRMT5 validado para WB, IF/ICC, ELISA con reactividad cruzada para humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de metilación de arginina, regulación de la cromatina y señalización del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo contra PRMT5
Observaciones/Alias	HSL7; JBP1; SKB1; IBP72; SKB1Hs; HRMT1L5; PRMT5
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	10419
ID del Gen	10419
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 538-637 de la PRMT5 humana (NP_006100.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14744
Peso de la Proteína	73kDa
Envío	Bolsa de hielo