


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Prmt5 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O14744

Número de artículo: CM0015493



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PRMT5 humano (O14744), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios sobre metilación de arginina, regulación de la cromatina y ensamblaje del espliceosoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo anti-PRMT5
Observaciones/Alias	HSL7; JBP1; SKB1; IBP72; SKB1Hs; HRMT1L5; PRMT5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10419
GeneID	10419
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 de la PRMT5 humana (NP_006100.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14744
Peso Proteico	73kDa
Envío	Bolsa de hielo