


Anticuerpo Policlonal Anti-Prmt6 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96La8

Número de artículo: CM0030492



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra PRMT6 humano (HRMT1L6), adecuado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Apoya investigaciones sobre metilación de histonas, represión transcripcional y respuesta al daño en el ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] PRMT6 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HRMT1L6; T6
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	55170
ID de Gen	55170
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-375 del PRMT6 humano (NP_060607.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q96LA8
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo