

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Prmt6 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96La8

Número de artículo: CM0021237



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PRMT6 validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta PRMT6 humano, una metiltransferasa de arginina de histonas implicada en la represión transcripcional, la reparación del ADN y el splicing del ARN. Ideal para la investigación en epigenética y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PRMT6 pAb de conejo
Observaciones/Alias	HRMT1L6; PRMT6
Especie	Humano
GeneID (humano)	55170
GeneID	55170
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-375 de PRMT6 humano (NP_060607.2).
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q96LA8
Peso de la proteína	42 kDa
Envío	Bolsa de hielo