

## Anticuerpo Policlonal Anti-Prmt7 Para Wb, Elisa - Q9Nvm4

Número de artículo: CM0015213

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a PRMT7 humano (Q9NVM4). Validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para el estudio de metilación de histonas, ensamblaje de snRNP y impronta génica.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto           | PRMT7 Rabbit pAb                                                                                                                   |
| Notas/Alias                   | SBIDDS; PRMT7                                                                                                                      |
| Especie                       | Humano                                                                                                                             |
| ID del Gen                    | 54496 (Humano)                                                                                                                     |
| Inmunógeno                    | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 513-692 de PRMT7 humano (NP_061896.1) |
| Origen                        | Conejo                                                                                                                             |
| Categoría                     | Anticuerpos Policlonales                                                                                                           |
| Aplicación                    | WB, ELISA                                                                                                                          |
| Reactividad Cruzada           | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                |
| SWISS                         | Q9NVM4                                                                                                                             |
| Peso Molecular de la Proteína | 78kDa                                                                                                                              |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                     |