

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Prmt7 Para Wb, Elisa - Q9Nvm4

Número de artículo: CM0003011

### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra PRMT7 humano (Q9NVM4). Validado para Western blot y ELISA, reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la metilación de arginina y la regulación de la cromatina.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | PRMT7 Rabbit mAb                                                                                                                  |
| Observaciones/Alias | SBIDS; PRMT7                                                                                                                      |
| Especie             | Humano                                                                                                                            |
| ID de Gen (Humano)  | 54496                                                                                                                             |
| ID de Gen           | 54496                                                                                                                             |
| Inmunógeno          | Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del PRMT7 humano (Q9NVM4). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                            |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                          |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                         |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                               |
| SWISS               | Q9NVM4                                                                                                                            |
| Peso Proteico       | 78kDa                                                                                                                             |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                    |