

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Prmt8 Para Wb Y Elisa - Q9Nr22

Número de artículo: CM0019124



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-PRMT8 de alta calidad para Western blot y ELISA. Detecta PRMT8 humano, de ratón y de rata. Adecuado para estudios sobre la metilación de arginina de proteínas, la regulación de la cromatina y las funciones específicas del cerebro. SWISS: Q9NR22.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PRMT8 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HRMT1L3; HRMT1L4; PRMT8
Especie	Humano
GeneID (humano)	56341
GeneID	56341
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 200-380 de PRMT8 humano (NP_062828.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9NR22
Peso molecular de la proteína	45 kDa
Envío	Bolsa de hielo