

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Prmt9 Para Wb, Elisa - Q6P2P2

Número de artículo: CM0018133



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PRMT9 humana, adecuado para WB y ELISA. Una herramienta fiable para investigar el splicing alternativo y la metilación de arginina en proteínas en muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PRMT9 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PRMT10; PRMT9
Especie	Humana
ID de gen (Humano)	90826
ID de gen	90826
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-170 de la PRMT9 humana (NP_612373.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q6P2P2
Peso de la proteína	95kDa
Envío	Bolsa de hielo