


Mab De Conejo Anti-Pro-Caspasa-1 + P10 + P12 Para Wb, Ip, Elisa - P29466

Número de artículo: CM0012746



Introducción

Detecta la pro-Caspasa-1 humana y sus formas escindidas p10/p12 en WB, IP y ELISA. Anticuerpo monoclonal de conejo con reactividad frente a humano, ratón y rata. Herramienta de grado de investigación para estudios de inflamación, piroptosis e inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra pro-Caspasa-1 + p10 + p12
Observaciones/alias	ICE; P45; IL1BC; Caspasa-1 escindida
Especie	Humana
GeneID (humano)	834
GeneID	834
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P29466
Peso de la proteína	45 kDa
Envío	Bolsa de hielo