


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Procr (Epcr) Para Wb Y Elisa - Q9Unn8

Número de artículo: CM0025427



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PROCR humano (receptor de proteína C endotelial, EPCR), adecuado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para investigación de coagulación y desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo anti-PROCR
Observaciones/Alias	CCCA; EPCR; CCD41; PROCR
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10544
GeneID	10544
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-210 de PROCR humano (NP_006395.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9UNN8
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo