

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-ProdH Para Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - O43272

Número de artículo: CM0005843

Introducción

CamelBio ofrece el anticuerpo monoclonal de conejo anti-PROD H (O43272) validado para WB, IP, IHC-P y ELISA, dirigido contra la prolina deshidrogenasa 1 humana. Adecuado para estudios de metabolismo de la prolina y función mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PROD H Rabbit mAb
Observaciones/Alias	POX; PIG6; HSPOX2; PROD H1; PROD H2; TP53I6
Especie	Humana
GeneID (Humano)	5625
GeneID	5625
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	O43272
Peso de la proteína	68kDa
Envío	Bolsa de hielo