

Anticuerpo Monoclonal Anti-Proencefalina-A Para Wb, If-P, Elisa - P01210

Número de artículo: CM0006783



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la proencefalina-A humana (PENK). Validado para WB, IF-P y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación de percepción del dolor y señalización opioide.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo contra Proencefalina-A
Observaciones/Alias	PE; PENK-A; Proencefalina-A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5179
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-267 de la PENK humana (NP_001129162.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01210
Peso Molecular de la Proteína	31kDa
Envío	Bolsa de hielo