


Anticuerpo Policlonal Anti-Profilin1 Para Wb Y Elisa - P07737

Número de artículo: CM0014516



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Profilin1 humana (SWISS: P07737), validado para WB y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón, rata y mono. Profilin1 regula la dinámica de actina y la estructura del citoesqueleto. Ideal para la investigación del citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Profilin1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ALS18; Profilin1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5216
ID de Gen	5216
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-140 de la Profilin1 humana (NP_005013.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Mono
SWISS	P07737
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo