


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Profilina1 Para Wb, Elisa - P07737

Número de artículo: CM0005744



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo contra Profilina1 para WB y ELISA, que reconoce Profilina-1 humana, de ratón y de rata (P07737). Validado para estudios del citoesqueleto y unión a actina, ideal para investigación en neurodegeneración y ELA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo contra Profilina1
Observaciones/Alias	ALS18; Profilin1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5216
ID del Gen	5216
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 61-140 de PFN1 humano (P07737).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P07737
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo