

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Péptido Liberador De Gastrina (Progrp) Para Wb Y Elisa - P07492

Número de artículo: CM0022497



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra el péptido liberador de gastrina humano (GRP), con un peso molecular previsto de 16 kDa, para WB y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón. Adecuado para investigaciones sobre hormonas gastrointestinales y señalización del prurito.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo policlonal de conejo contra el péptido liberador de gastrina
Observaciones/Alias	BN; GRP-10; proGRP; preproGRP; péptido liberador de gastrina
Especie	Humano
GeneID (humano)	2922
GeneID	2922
Inmunógeno	Proteína recombinante del péptido liberador de gastrina humano
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P07492
Peso de la proteína	16 kDa
Envío	Bolsa de hielo