

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Receptor De Progesterona Para Wb, Elisa - P06401

Número de artículo: CM0003786



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige al receptor de progesterona humano (PR, NR3C3). Adecuado para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA. Ideal para estudiar la señalización hormonal y la biología de los tejidos reproductivos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Anti-Receptor de Progesterona
Observaciones/Alias	PR; NR3C3; Receptor de Progesterona
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5241
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante correspondiente a los aminoácidos 600-700 del receptor de progesterona humano (P06401)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P06401
Peso Proteico	99 kDa
Envío	Bolsa de hielo