

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Progranulina (Granulina) Para Wb, If/Icc, Elisa - P28799

Número de artículo: CM0018065



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la progranulina (granulina) humana validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona cruzadamente con humano y ratón. Adecuado para estudios de inflamación, cicatrización de heridas y función lisosomal.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | Granulina pAb de conejo                                                                                                                  |
| Observaciones/Alias | GEP, GP88, PEPI, PGRN, CLN11, PCDGF, Granulina                                                                                           |
| Especie             | Humano                                                                                                                                   |
| ID de gen           | 2896                                                                                                                                     |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-310 de la granulina humana (NP_002078.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                   |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                                 |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                        |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón                                                                                                                            |
| SWISS               | P28799                                                                                                                                   |
| Peso proteico       | 64kDa                                                                                                                                    |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                           |