


Anticuerpo Monoclonal Anti-Prohibitin 2 (Phb2) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q99623

Número de artículo: CM0007858



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la Prohibitin 2 (PHB2) humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Detecta PHB2 endógeno en muestras de humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de la función mitocondrial, la regulación transcripcional y la señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Prohibitin 2 (PHB2) mAb de conejo
Observaciones/Alíase	BAP, REA, p22, hBAP, Bap37, BCAP37, PNAS-141, Prohibitin 2 (PHB2)
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	11331
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 100-200 de la Prohibitin 2 humana (Prohibitin 2 (PHB2)) (Q99623).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99623
Peso proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo