

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Prohibitin 2 (Phb2) Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q99623

Número de artículo: CM0027165



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Prohibitin 2 (PHB2) humana, validado para WB, IHC-P, IP, ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudios de función mitocondrial, regulación transcripcional e investigación oncológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de conejo contra Prohibitin 2 (PHB2)
Observaciones/Alias	BAP; REA; p22; hBAP; Bap37; BCAP37; PNAS-141; Prohibitin 2 (PHB2)
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	11331
ID del Gen	11331
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99623
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo