

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Prohibitina Para Wb - P35232

Número de artículo: CM0002618



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a la Prohibitina humana (PHB, P35232). Validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Detecta una proteína de 30 kDa. Adecuado para estudios de mitocondrias, señalización celular y regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Prohibitina
Observaciones/Alias	PHB; HEL-215; HEL-S-54e; Prohibitina
Especie	Humana
GeneID	5245
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 100-200 de la Prohibitina humana (P35232)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	P35232
Peso de la proteína	30 kDa
Envío	Bolsa de hielo