

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Prohibitina Para Wb, Ihc-P, Elisa - P35232

Número de artículo: CM0013003



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Prohibitina humana (PHB), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata, mono. Adecuado para investigación mitocondrial y de señalización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Prohibitina pAb de Conejo
Observaciones/Alias	PHB; HEL-215; HEL-S-54e; Prohibitina
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5245
ID de Gen	5245
Inmunógeno	Pro proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 73-272 de la Prohibitina humana (NP_002625.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Mono
SWISS	P35232
Peso Proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo